



K-MOVE

UN SENSOR CONECTADO PARA EVALUAR EL RANGO DE MOVIMIENTO

K-Move ha sido diseñado para evaluar el rango de movimiento de las articulaciones. Su sensor inercial integrado es la herramienta perfecta para hacer seguimiento de la rehabilitación de las capacidades funcionales de las articulaciones.



MEDICIÓN. MOVIMIENTO. PROGRESO.



HAZ SEGUIMIENTO DE LOS PROGRESOS DE TUS CLIENTES

Rango de movimiento máximo:

Mide el rango máximo de una articulación para evaluar objetivamente la movilidad de las articulaciones del cliente al realizar movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción o rotación.

Utiliza de forma conjunta K-Move, K-Push y K-Pull para una evaluación aún más precisa. Dependiendo del protocolo que sigas, podrás afinar los resultados en pruebas como el equilibrio unipodal o sentadillas.

